




쓰리콤비 의자형마사지

목·어깨 주무름마사지, 등·허리 롤링마사지, 엉덩이 마사지 진동판

자동차에서도 안마의자로 피로를 푼다!



목, 어깨 주무름마사지
등, 허리 롤링마사지
엉덩이 진동마사지

쓰리콤비 의자형마사지

마사지기 전문 제조업체! 품질의 믿음, 서비스의 신뢰!

사용방법

1. 본체 연결잭에 어댑터를 연결한 후 전기콘센트에 연결합니다.
2. 마사지쿠션을 의자에 올려놓은 후 고정시킵니다.
3. 리모콘에서 전원버튼을 누릅니다. 버튼을 누르면 자동프로그램으로 제품이 작동됩니다.
4. 온열버튼을 누르면 원적외선 마사지헤드에 불이 들어오면서 온열이 시작됩니다.
5. 상하운동 선택버튼을 누르시면 자동 프로그램이 꺼지고 등 마사지 부위를 선택하실 수 있습니다.
"녹색" - 상체 윗부위를 마사지 합니다.
"레드" - 상체 아랫부위를 마사지 합니다.
"오렌지" - 등 전체를 마사지 합니다.
7. 자동버튼을 누르시면 상하운동 선택이 꺼지고 자동프로그램이 실행됩니다. (자동기능 - 등 전체, 등 아랫부위, 등 윗부위로 자동으로 바뀌며 작동됩니다.)
8. 목마사지 버튼을 누르면 목마사지를 시작하실 수 있습니다. 중단하실 경우 다시한번 목 마사지 버튼을 누르시면 됩니다.

주의사항

1. 노인, 임산부, 어린이의 사용을 권장하지 않습니다.
2. 물기 또는 습기가 많은 곳에 제품을 놓지마십시오.
3. 척추부상이 있는 환자는 의사와 상담 후 사용하십시오.
4. 제품 사용 후 반듯시 코드선을 뽑아주십시오.

기타 장점

1. 품격있는 디자인
2. 인체공학적 설계로 사용자 편리
3. 이동이 간편하며 다양한 장소에서 사용가능

생/명/가/전 **메디니스**



손으로 안마한 듯한 쓰리콤비 의자형마사지의 효과



제품기능

1. 목·어깨안마 - 손으로 주무르듯 시원한 지압마사지
2. 등·허리안마 - 안마봉이 회오리처럼 돌며 지압하는 롤링마사지
3. 진동의자 - 시원한 영영이 진동마사지
4. 온열기능 - 안마 효과를 2배로 만드는 온열기능
5. 리모컨 - 앉아서 편하게 전 기능 조절가능
6. DC어댑터
7. 자동차 어댑터 - 장시간 운전하는 운전자의 피로를 시원하게



리모컨기능



구성품

의자형마사지기
유선리모컨
DC어댑터
차량용어댑터



파워어댑터



DC12V 차량용어댑터

내부 및 세부사진



리모컨,
어댑터 주머니

의자 고정벨트

주무름, 롤링, 진동
3가지 마사지를 한꺼번에-

쓰리콤비 의자형마사지



CEO전용모델

쓰리콤비!

목, 어깨, 등,
허리, 엉덩이까지
동시에! 한꺼번에! 힘차게!
주무르고, 문지르고,
눌러주고, 진동해주는
전통 스포츠마사지를
추구합니다.

전신 스포츠마사지 의자의
축소판으로 차량에서도
전신 스포츠마사지를
즐길 수 있습니다.

제품사양

| | | | |
|-------|---------------------|------------|----------------|
| 제품명 | 쓰리콤비 의자형마사지 | 스위치 | 유선리모컨 |
| 모델명 | MV-3589C | 외피재질 | PU |
| 정격전압 | DC12V | 스펙 | |
| 소비전력 | 48W | 인박스사이즈 | 76×20,7×44,8 |
| 모터회전수 | 530 RPM | 아웃박스사이즈 | 77,3×42,7×46,3 |
| 정격시간 | 15분 | 순중량/ each | 7,5kg/ each |
| 전동기 | DC 220, 530rpm 4,6w | 그로스중량/each | 8,2kg/ each |
| 소음 | 45dB | 카톤입고수량 | 2pcs/ 1CTN |

특장점

1. 3가지 기능 - 주무름, 롤링, 진동
2. 3가지 종류의 지압 기능 - 위 & 아래, 포인팅마사지, 목 지압마사지
3. 3가지의 모드 - 위, 아래, 전체부분
4. 리모컨기능
5. DC12V 차량용아답터 포함
6. 15분 사용후 자동 멈춤

제품의 활용



소파에서



차안에서



사무실에서